

#### Proteinase K

# 蛋白酶K

产品编号	产品名称	规格
BS080-100mg	蛋白酶K	100mg

#### 产品简介:

蛋白酶 K 是一种稳定且具有高活性的丝氨酸蛋白酶。晶体和分子结构研究证据表明该酶属于枯草素家族,具有活性位点催化三联体(Asp39-His69-Ser224)。它在一系列广泛的环境中均稳定: pH,缓冲盐,去污剂(SDS)以及温度。在 0.1-0.5% SDS 存在的情况下,蛋白酶 K 可保持活性,在不损害分离 DNA 完整性的前提下,可以消化 DNA 制剂中的多种蛋白质和核酸酶。

别名: 肽链内切酶、Endopeptidase K、Prok Protease K、Tritirachium album proteinase K

CAS: 39450-01-6

纯度: ≥95%

酶活: ≥30 units/mg

储存条件: -20℃

外观: 白色或类白色冻干粉末

单位:瓶

有效期: 3年

### 应用:

- 1、 在分离 DNA 和 RNA 的过程中,用于核酸酶的蛋白水解失活。
- 2、 用于去除内毒素结合的阳离子蛋白, 如溶菌酶和核糖核酸酶 A。
- 3、 据报道, 其可用于分离肝、酵母和绿豆线粒体
- 4、 用于测定酶在细胞膜上的定位
- 5、 用于石蜡包埋组织切片的处理,暴露用于抗体标记的抗原结合位点。
- 6、 用于可传播海绵状脑病(TSE)研究中朊病毒脑组织样本蛋白的消化

使用方法: (根据实际需要参阅相关文献配制和使用)

20mg/ml 蛋白酶 K 配制(proteinase K):将 200mg 的蛋白酶 K 加入到 9.5ml 水中,轻摇至 完全溶解(注意不要涡旋),加水定容到 10ml,然后分装成小份贮存于-20 ℃。

## 注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。