

## DiD

### 细胞膜远红外荧光探针

| 产品编号   | 产品名称             | 规格   |
|--------|------------------|------|
| BL926A | DiD (细胞膜远红外荧光探针) | 10mg |

#### 产品简介:

DiD, DiO, DiI 和 DiR 染料是一族亲脂性的荧光染料, 可以用来染细胞膜和其它脂溶性生物结构。当与细胞膜结合后其荧光强度大大增强, 这类染料有着很高的淬灭常数和激发态寿命。一旦对细胞染色, 这类染料在整个细胞膜上扩散, 最佳浓度时可以使整个细胞膜染色。它们的荧光颜色区分明显: DiI (红色荧光), DiO (绿色荧光), DiD (远红外荧光) 和 DiR (深红色荧光), 这使得他们可以用来对活细胞进行多色成像和流式分析。

DiD 是 DiI 的类似物, 但具有更长的激发和发射波长, 为远红外荧光, 在一些细胞和组织染色中更有优势, 特别适合于进行多种荧光的同时染色。DiD 可被 633nm 的氩-氦激光所激发, DiD 在进入细胞膜之前荧光非常弱, 仅当进入到细胞膜后才可以被激发出很强的荧光。DiD 被激发后可以发出远红外的荧光, 最大激发波长为 644nm, 最大发射波长为 663nm。

DiD 被广泛用于正向或逆向的, 活的或固定的神经等细胞或组织的示踪剂或长期示踪剂。还用于检测细胞的融合和粘附, 检测发育或移植过程中细胞迁移, 通过 FRAP 检测脂在细胞膜上的扩散, 检测细胞毒性和标记脂蛋白等。

DiD 染色后可以兼容免疫荧光实验。建议使用免疫染色通透液(Saponin)或使用洋地黄皂苷配制的不会溶解细胞膜的通透液进行通透, 其它去垢剂配制的通透液可能会溶解细胞膜上的脂类物质, 造成 DiD 失去结合位置, 最终导致 DiD 的染色失效。但通透也可能会影响 DiD 在细胞膜上的定位并会增加细胞内的染色, 具体实验中需根据实验的需求选择合适的细胞通透液。

#### 产品信息:

英文名: DiIC18(5); 1,1'-Dioctadecyl-3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine Perchlorate

分子式:  $C_{61}H_{99}ClN_2O_4$

分子量: 959.91

纯度:  $\geq 95\%$

#### 使用方法 (仅供参考):

##### 一、DiD 细胞膜染色液制备

1. 配置 DMSO 或 EtOH 储存液: 用 DMSO 或 EtOH 配置浓度 1-5 mM 的储存液。
2. 工作液制备: 用合适的缓冲液 (如无血清培养基, HBSS 或 PBS) 稀释储存液, 配制浓度为 1-5  $\mu M$  的工作液。

注: 工作液的最终浓度是根据不同细胞和实验的经验来配制, 可以从推荐浓度的十倍以上寻找最佳条件。

##### 二、细胞染色

###### a. 对于悬浮细胞

1. 悬浮细胞密度为  $1 \times 10^6/mL$  加入到工作液中。
2. 在 37°C 培养细胞 5~20 分钟, 不同的细胞最佳培养时间不同。
3. 1000-1500rpm 离心 5 分钟。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.  
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



4. 去除上清，再次缓慢加入 37℃预温的培养液。

5. 重复步骤 3 和 4，两次以上。

**b.对于贴壁细胞**

1. 吸去多余的培养液。

2. 加入染料工作液，轻轻晃动使染料均匀覆盖所有细胞。

3. 在 37℃培养细胞 5~20 分钟，不同的细胞最佳培养时间不同。

4. 吸去染料工作液，用培养液清洗 2~3 次，每次用预温的培养基覆盖所有细胞，培养 5~10 分钟，然后吸干培养基。

**三、结果分析**

显微镜下观察或流式细胞仪检测

**注意事项:**

1、荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。

2、Di 系列染料是脂溶性染料，在缓冲溶液中容易析出，建议加入表面活性剂（例如 F127 或者吐温 20），终浓度千分之一。

3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**保存条件:**

-20℃干燥避光保存，有效期一年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

