

## Cholesterol

### 胆固醇

产品编号	产品名称	规格
BS922-100g	胆固醇	1 00 g
BS922-25g	胆固醇	25 g

#### 产品简介:

脑磷脂胆固醇絮状试验；合成维生素 D 和激素。

生化试验用试剂。

英文名称: Cholesterol

有效期: 3 年

CAS: 57-88-5

分子式:  $C_{27}H_{46}O$

分子量: 386.65

别名: 胆甾醇; 异辛甾烯醇; 胆固醇;  $3\beta$ -Hydroxy-5-cholestene; 5-Cholesten-3 $\beta$ -ol

纯度:  $\geq 99.0\%$

溶解性: 100mg/ml (氯仿)

外观: 水合物为白色或浅黄色有珠光的片状结晶

储存条件: RT

单位: 瓶

#### 使用方法:

请根据具体实验配制使用。

#### 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

