

Ampicillin sodium salt

氨苄青霉素[钠]

产品编号	产品名称	规格
BS923-1g	氨苄青霉素[钠]	1 g
BS923-5g	氨苄青霉素[钠]	5 g

产品简介:

抗革兰氏阳性及阴性菌，属青霉素衍生物，能使细菌细胞膜的内层转肽酶失活从而抑制细菌细胞壁的合成，可用于分子生物学和组织培养（防止微生物污染和抗性筛选）。

英文名称：Ampicillin sodium salt

有效期：3 年

CAS: 69-52-3

分子式：C₁₆H₁₈N₃NaO₄S

分子量：371.39

别名：氨苄西林钠；安比西林钠

纯度：≥85.0%

溶解性：可溶于水(50 mg/ml)。溶解后，0.22 um 过滤除菌，分装，-20 °C 保存数月。加入培养基时一定要等灭菌后的培养基冷却到 40-50 °C 时再加入。含氨苄青霉素的培养基平板在 4 °C 可保存 2 周。

储存条件：2-8 °C

单位：瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。