

Trypan Blue

曲利苯兰(台盼兰)

产品编号	产品名称	规格
BS924-5g	曲利苯兰(台盼兰)	5 g

产品简介:

生物染色剂，如病毒检验，注入循环系统可使肾小管着色，哺乳动物、低等脊椎动物和昆虫的各种组织活体染色。

英文名称: Trypan Blue

有效期: 5 年

CAS: 69-52-3

分子式: $C_{34}H_{24}N_6O_{14}S_4Na_4$

分子量: 960.81

别名: 锥蓝; 锥虫蓝; 曲利本蓝

溶解性: 4% (水)

染料含量: 70%

外观: 蓝色至黑色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。