

Xylene Cyanol FF

二甲苯青 FF

产品编号	产品名称	规格
BS926-1g	二甲苯青 FF	1 g
BS926-5g	二甲苯青 FF	5 g

产品简介:

氧化还原指示剂(橙黄色~黄色); 核酸电泳指示剂, 生物染色剂, 如组织培养中细胞活体染色; 研究组织膜的渗透性。

英文名称: Xylene Cyanol FF

有效期: 4 年

CAS: 2650-17-1

分子式: $C_{25}H_{27}N_2NaO_6S_2$

分子量: 1538.61

别名: 二甲苯蓝 FF; 二甲苯花黄 FF; Acid blue 147; Cyanol FF; XC

纯度: 75%

外观: 蓝黑色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。