

Mineral oil

矿物油(石蜡油)

产品编号	产品名称	规格
BS927-100ml	矿物油(石蜡油)	1 00 ml
BS927-500ml	矿物油(石蜡油)	500 ml

产品简介:

矿物性油脂；广泛用作发油、发蜡、发乳、冷霜、清洁霜、乳液等化妆品的基质原料。

英文名称: Mineral oil

有效期: 5 年

CAS: 8042-47-5

别名: 石蜡油; Waste mineral oil

特性: 密度: 0.84 g/ml (25 °C)

外观: 无色液体

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。