

DNA 上样缓冲液(6X)

产品编号	产品名称	规格
BL532A	DNA 上样缓冲液(6X)	2X1 ml

产品简介:

DNA 上样缓冲液(DNA loading buffer, 6X), 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

本 DNA 上样缓冲液经过改良, 可以室温长期保存。

注意事项:

1、由于 DNA 的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭(EB), 因而 DNA 上样缓冲液在长期使用的过程中极易污染溴化乙锭, 因此操作的时候请注意适当防护。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 至少一年有效。