

3M 醋酸钠 pH5.2

产品编号	产品名称	规格
BL541A	3M 醋酸钠 pH5.2	100 ml

产品简介:

3M 醋酸钠 (NaAc) pH5.2, 常用分子生物学试剂, 用于 DNA 乙醇沉淀等。本溶液经过过滤除菌, 可以直接使用, 使用前不必再进行过滤等除菌处理。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存。