

## 1M DTT 溶液

产品编号	产品名称	规格
BL552A	1M DTT 溶液	1 ml

### 产品说明:

DTT 即 DL-Dithiothreitol, 中文名为二硫苏糖醇。分子式为  $C_4H_{10}O_2S_2$ , 分子量为 154.25, 纯度>99%。

常用还原剂, 有抗氧化作用, 进口试剂配制。DTT 和巯基乙醇相比, 作用相似, 但 DTT 的刺激性气味要小很多, 毒性也比巯基乙醇低很多。而且 DTT 比巯基乙醇的浓度低 7 倍时, 两者效果相近。但 DTT 价格略高一些。

### 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

-20℃ 储存, 有效期至少 12 个月。