

## Methyl Cellulose

### 甲基纤维素

产品编号	产品名称	规格
BS938-100g	甲基纤维素	100 g

#### 产品简介:

甲基纤维素主要用于生化研究。在稀甲基纤维素溶液中对上千碱基核苷酸进行脉冲毛细管电泳，在半固体甲基纤维素培养基中培养骨髓细胞。通常用作保护胶体、分散剂、增厚剂、稳定剂、乳化剂、粘合剂。

英文名称: Methyl Cellulose

有效期: 2年

CAS: 9004-67-5

别名: 纤维素甲醚; Cellulose methyl ether; Methocel; MC

溶解性: 20mg/ml (水)

粘度: 4,000 cP, 2% (20 °C水)

外观: 白色冻干粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

#### 使用方法:

请根据具体实验配制使用。

#### 注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。