

L-Isoleucine

L-异亮氨酸

产品编号	产品名称	规格
BS944-25g	L-异亮氨酸	25 g

产品简介:

用于生化研究，也可以用于细菌学及组织培养。

英文名称: L-Isoleucine

CAS: 73-32-5

分子式: $C_2H_5CH(CH_3)CH(NH_2)CO_2H$

分子量: 131.17

别名: 锥蓝; 锥虫蓝; 曲利本蓝

溶解性: 50 mg/ml 1M NH_4OH

纯度: $\geq 98\%$ (HPLC)

外观: 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。