

TDZ

噻苯隆

产品编号	产品名称	规格
BS934-100mg	噻苯隆	100mg

产品简介:

噻苯隆被植株吸收后，可促进叶柄与茎之间的分离组织自然形成而脱落，是很好的脱叶剂，常用于棉花等脱叶。

有效期：2年

别名：N-苯基-N-1,2,3-噻二唑-5-脒；脱叶灵；Thidiazuron

CAS：51707-55-2

分子式：C₉H₈N₄OS

分子量：220.25

储存条件：2-8℃，干燥避光

纯度（HPLC）：≥98%

外观（性状）：白色至浅黄色粉末

单位：瓶

溶解性：溶于 DMSO，参考浓度 100mg/ml。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。