

L-Alanine

L-丙氨酸

产品编号	产品名称	规格
BS931-25g	L-丙氨酸	25 g

产品简介:

L-丙氨酸无色至白色结晶性粉末，溶于水、乙醇，不溶于乙醚和丙酮。主要用于生化研究、组织培养、肝功能测定、增味剂、可增加调味品的调味效果、还可用作酸味矫正剂，改善有机酸的酸味。

英文名称: L-Alanine

有效期: 2年

CAS: 56-41-7

分子式: $C_3H_7NO_2$

分子量: 89.09

别名: 2-氨基丙酸; L- α -丝析氨酸; L-氨基丙酸; L-初油氨基酸

溶解性: 50 mg/ml (水)

纯度: $\geq 98.5\%$

外观: 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

产品应用:

用于生化研究、组织培养。

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。