

Trypan Blue

台盼蓝

产品编号	产品名称	规格
BS924-5g	台盼蓝	5 g

产品简介:

生物染色剂，如病毒检验，注入循环系统可使肾小管着色，哺乳动物、低等脊椎动物和昆虫的各种组织活体染色。

别名：锥蓝；锥虫蓝；曲利本蓝

英文名称：Trypan Blue

CAS: 72-57-1

分子式: $C_{34}H_{24}N_6O_{14}S_4Na_4$

分子量: 960.81

外观: 棕色或黑色粉末

储存条件: RT

有效期: 5 年

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。