

## Transferrin

### 转铁蛋白

产品编号	产品名称	规格
BS910-10mg	转铁蛋白	10mg

#### 产品简介:

转铁蛋白，又名运铁蛋白（transferrin，TRF，siderophilin）是血浆中主要的含铁蛋白，是一种能传递铁离子的蛋白质，负责运载由消化管吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。用于生化研究，可以促进人类淋巴细胞的增殖。以 TRF-Fe<sup>3+</sup>的复合物形式进入骨髓中，供成熟红细胞的生成。

别名：铁传递蛋白、铁蛋白、人转铁蛋白

英文名称：Transferrin

CAS：11096-37-0

溶解性：10 mg/mL（水）

纯度：≥98%

储存条件：2-8 °C

外观（性状）：白色粉末 APO 型

有效期：2年

单位：支

#### 注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。