

## Saline-Sodium Citrate buffer (20×, pH7.0)

### SSC 缓冲液(20×,pH7.0)

产品编号	产品名称	规格
BL164A	SSC缓冲液(20×,pH7.0)	100ml

#### 产品简介:

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交(如 Northern 印迹)、DNA 杂交(如 Southern 印迹)等核酸杂交。SSC 缓冲液(20×,pH7.0), 其 pH 值为 7.0, 稀释至 1×后使用。

#### 使用方法 (仅供参考):

取 SSC 缓冲液(20×,pH7.0)若干, 用去离子水或蒸馏水稀释至 1×后使用。

#### 注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

室温保存, 一年有效。

