

Paraffin with ceresin (Melting point 54°C~56°C)

切片石蜡，病理级（熔点 54°C~56°C）

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|--------|-----------------------|------|
| BL951A | 切片石蜡，病理级（熔点54°C~56°C） | 500g |

产品简介：

石蜡切片是组织学常规切片技术中最为广泛应用的方法，切片石蜡则用于浸蜡，包埋操作，因样本及实验方法的差异，选用的石蜡熔点从 40°C~70°C 不等，本公司提供多种熔点的切片石蜡。

本产品为无色或白色透明蜡状固体，几乎无味，无气味，有滑腻感。为烃类的混合物。在紫外线影响下可转为黄色。溶于苯、氯仿、乙醚、二硫化碳和油类，不溶于水和乙醇，pH 6.5-7.5，熔点为 54°C~56°C。

使用方法：

在样品浸蜡前将切片石蜡加热到完全溶解成液态即可正常使用。

注意事项：

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

室温保存，有效期 3 年。

