

β-Carotene

β-胡萝卜素

产品编号	产品名称	规格
BS956-1g	β-胡萝卜素	1g

产品简介:

β-胡萝卜素 (C₄₀H₅₆) 是类胡萝卜素之一, 是一种橘黄色的脂溶性化合物, 它是自然界中最普遍存在也是最稳定的天然色素。β-胡萝卜素是维生素 A 前体, 它在植物中大量存在, 令水果和蔬菜拥有了饱满的色彩。由于具有着色、抗氧化和营养增强等功能, β-胡萝卜素被广泛用于普通食品、医疗保健品以及生化研究。

别名: β-胡萝卜素; beta-胡萝卜素; β-叶红素; 橙黄素; 前维生素 A; 维生素 A 原

英文名称: β-Carotene

CAS: 7235-40-7

分子式: C₄₀H₅₆

分子量: 536.87

外观(性状): 橘黄色至红色粉末


储存条件: -20°C

纯度: 98%

溶解性: 不溶于水、丙二醇、甘油、酸和碱, 溶于二硫化碳、苯、三氯甲烷, 微溶于乙醚、石油醚、环己烷及植物油, 几乎不溶于甲醇和乙醇

单位: 瓶

有效期: 2 年



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C 保存 2 年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

