

Universal Antibody Dilution Buffer

通用型抗体稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL1060A	通用型抗体稀释液	100 ml
BL1060B	通用型抗体稀释液	500 ml

产品简介:

通用型抗体稀释液 (Universal Antibody Diluent) 是一种即用型的适合于稀释所有免疫抗体测定 (IF, IHC, WB) 实验中的抗体。该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型抗体稀释, 包括 HRP, AP 标记的抗体。

产品特点:

- 即用型试剂, 无需配制
- 适用所有抗体稀释, 包括一抗和二抗的稀释
- 加入抗体结合反应增强剂及稳定剂, 效果更佳
- 不含 BSA、脱脂奶粉等动物源蛋白
- 不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂

使用方法:

参考所用的抗体的说明, 直接使用本产品按照适当比例如 1:1000、1:500 等比例稀释抗体, 稀释后即可直接用于实验。

注意事项:

- 1、建议尽量在 4°C 进行抗体的孵育, 以延长稀释后抗体的使用寿命。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的健康和安​​全, 请穿着实验服并戴一次性手套或乳胶手套操作。

保存方法:

4°C 保存, 有效期一年。