

特级胎牛血清

产品货号	产品名称	规格
BL205A	特级胎牛血清	500 ml
BL205B	特级胎牛血清	10×50 ml
BL205C	特级胎牛血清	50 ml

产品简介

本品系从6月龄母牛腹内胎牛采血分离血清，经除菌过滤后制成，主要供细胞培养之用。

质量标准

外观性状：本品为浅黄色、澄清透明、稍粘稠的液体，无溶血或异物。

PH：7.0~8.2

血红蛋白：≤0.02% (w/V)

蛋白含量：3.5~5.0 (w/V)

渗透压摩尔浓度：250~310mOsmol/kg

无菌检验：阴性

细菌内毒素：≤2.0Eu/ml

支原体：无支原体污染

大肠杆菌噬菌体：无噬菌体污染

最大细胞生长浓度：≥2.0×10⁶个/ml

细胞倍增时间：≤12h

细胞克隆率：≥95%

病毒检查

细胞病变观察：细胞无病变

血吸附检查：阴性

荧光抗体检查：阴性

保存条件

-18℃以下冻存

有效期

5年