

Physiological Saline Solution (0.9%, Sterile)

生理盐水(0.9%,无菌)

产品编号	产品名称	规格
BL158A	生理盐水(0.9%,无菌)	500ml

产品简介:

生理盐水(Stroke-Physiological Saline Solution,SPSS)又称无菌生理盐水是指生理学或临床上常用的与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。一般情况下两栖类动物氯化钠浓度为0.67~0.70%，哺乳类动物和人类氯化钠浓度为0.85~0.9%，平常人体注射用的氯化钠注射液浓度是0.9%，其渗透压值与哺乳类动物和人类的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液(不会降低和增加正常哺乳类动物和人体内钠离子浓度)，也常用作体外培养活组织、细胞等。

本产品的渗透压与哺乳类动物和人血浆渗透压相近，为常用的体外培养活组织、细胞的盐溶液。配置药物、动物灌注必备试剂。主要由氯化钠、去离子水组成，经高压灭菌，该试剂为1×工作液，直接使用。

使用方法（仅供参考）：

- 1、无需配制，直接使用。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

室温保存，一年有效。

