

10×Dulbecco's Phosphate Buffered Saline

10×DPBS 缓冲液，不含钙镁

产品编号	产品名称	规格
BL1109A	10×DPBS缓冲液，不含钙镁	500ml

产品简介:

DPBS 缓冲液，即杜氏磷酸盐缓冲液，不含钙、镁和酚红。PH 值范围 7.2-7.4。

DPBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。

本产品为 10×浓缩液，经过除菌处理，使用无菌水稀释至 1×即可使用。

产品组分:

成分	浓度
KCl	26.67mM
KH ₂ PO ₄	14.70mM
Na ₂ HPO ₄	80.59mM
NaCl	1.379M

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4°C保存，有效期一年。

