

1×Dulbecco's Phosphate Buffered Saline

1×DPBS 缓冲液, 含钙镁

产品编号	产品名称	规格
BL1108A	1×DPBS缓冲液, 含钙镁	500ml

产品简介:

DPBS 缓冲液, 即杜氏磷酸盐缓冲液, 含钙、镁, 不含酚红。PH 值范围 7.2-7.4。

DPBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。

本产品为 1×工作液, 经过除菌处理, 可直接使用。

产品组分:

成分	浓度
CaCl ₂	0.9mM
MgCl ₂	0.49mM
KCl	2.68mM
KH ₂ PO ₄	1.46mM
Na ₂ HPO ₄	8.10mM
NaCl	136.89mM

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4°C保存, 有效期一年。

