

优级胎牛血清

BL201A / 100ml

本品系从母牛腹内胎牛采血分离血清，经除菌过滤后制成，主要供细胞培养之用。

质量标准

外观性状：本品为浅黄色，澄清透明，稍稍粘稠的液体，无溶血或异物。

电泳特性：无免疫球蛋白痕迹。

PH 值：7.0~8.2

血红蛋白： $\leq 0.02\%$ (w/V)

蛋白含量：3.5~5.0% (w/V)

渗透压摩尔浓度：250~310mOsmol/kg

无菌检验：阴性

细菌内毒素：无噬菌体污染

最大细胞生长浓度： $\geq 2.0 \times 10^5$ 个/ml

细胞倍增时间： ≤ 12 H

细胞克隆率： $\geq 95\%$

病毒检查

细胞病变观察：细胞无病变

血吸附检查：阴性

荧光抗体检查：阴性

保存条件： -18°C 以下冻存

有效期：5 年