

## 山羊抗兔 IgG FITC 说明书

### Goat Anti-Rabbit IgG, FITC Conjugated, H+L

产品编号	产品名称	规格
BL033A	山羊抗兔 IgG FITC	0.1ml

**名称:** FITC 标记山羊抗兔 IgG(H+L)

**规格:** 原装进口为 2.0mg      进口分装为 0.1ml (另加 0.1ml 甘油)

**浓度:** 1.5mg/ml

**稀释范围:** 1:50 - 1:200 for most applications

**缓冲液:** 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6

**防腐剂:** 0.05% Sodium Azide

**纯化方式:** 亲和纯化

**分装及储存:**

1、在进口原装抗体分装时，加入50%灭菌的甘油，能延长试剂的保存期。但应注意的是，此时抗体的浓度及稀释比例应降低一倍。

2、初次使用参考推荐的稀释比例，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。但应注意，需用现配，因为稀释后抗体的有效活性会很快降低。

3、-20℃保存，避免反复冻融。

**保存条件:** -20℃保存一年