

苯甲基磺酰氟 PMSF(100mM)

产品编号	产品名称	规格
BL507A	PMSF(100mM)	10ml

产品简介:

PMSF 分子式为 $C_7H_7FO_2S$ ，分子量为 174.19，纯度>99%。常用生化试剂，用于抑制蛋白酶，进口试剂配制。

产品组份:

产品编号	产品名称	规格
BL507A-S	PMSF(100mM)	10ml
BL507A-P	PMSF(晶体)	

使用说明:

第一次使用时把一管 PMSF 晶体全部倒入到 PMSF 溶剂中，溶解混匀，即配制成 10ml 100mM PMSF。

注意事项:

- 1、有毒，注意防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，至少一年有效，配成 PMSF 溶液后需-20℃保存。