

1M Tris-HCl, pH6.8

产品编号	产品名称	规格
BL514A	1M Tris-HCl, pH6.8	100 ml
BL514B	1M Tris-HCl, pH6.8	500 ml

产品简介:

用于配制 SDS-PAGE 或 native PAGE 的上层胶,进口试剂配制。

Tris 也称 Tris base 或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，分子量 121.14，纯度>99.9%。

注意事项:

- 1、对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，至少一年有效。