

Anti-GAPDH Polyclonal Antibody

产品编号	产品名称	规格
BL006B	Anti-GAPDH Polyclonal Antibody	0.1ml

产品简介:

GAPDH (甘油醛-3-磷酸脱氢酶) 是参与糖酵解的一种关键酶。GAPDH 由 4 个分子量约为 37kD 的亚基组成, 总的分子量为 146kD。在 SDS-PAGE 凝胶电泳时解聚为单体, 显示的分子量约为 37kD。GAPDH 作为管家基因在同种细胞或者组织中的表达量一般是恒定的, 所以广泛用作内参指标。

来源: 兔

克隆类型: 多克隆

纯化方法: 亲和纯化

适用种属: 人、小鼠、大鼠


阳性部位: Hep3B、97L、HepG2、RBE、FRH

分子量: 37kD

稀释比例: WB: 1:1000-5000

保存条件: -20°C 保存, 有效期一年, 避免反复冻融。

图例:



Western blot analysis of β -Actin at dilution of 1:2000.