

1M Tris-HCl, pH7.6

产品编号	产品名称	规格
BL537A	1M Tris-HCl, pH7.6	100 ml

产品简介:

常用缓冲液,进口试剂配制。可以用于各种常规生化、分子生物学实验。

Tris 也称 Tris base 或 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，分子量 121.14，纯度>99.9%。

注意事项:

对人体有刺激性，请注意适当防护。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存。