

10% SDS

产品编号	产品名称	规格
BL517A	10% SDS	100 ml
BL517B	10% SDS	500 ml

产品简介:

SDS 即 Sodium dodecyl sulfate, 中文名为十二烷基磺酸钠, 也称十二烷基硫酸钠。常用生化试剂, 用途广泛, 进口试剂配制, 可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等。10% SDS 为 100ml 溶液中含有 10g SDS, 该溶液用水配制。

注意事项:

- 1、对人体有刺激性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 至少一年有效。