

TAE(50X)

产品编号	产品名称	规格
BL533A	TAE(50X)	500 ml

产品简介:

TAE 即 Tris acetate-EDTA buffer, 1X 工作液中 DNA 凝胶电泳溶液含有 40mM Tris-acetate and 1mM EDTA, pH8.0。

TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液。

TAE(50X)是 50 倍浓缩的 TAE, 使用时需用蒸馏水稀释 50 倍后再使用。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存。