

Tween-20

吐温-20

产品编号	产品名称	规格
BS100-100ml	吐温-20	100ml
BS100-500ml	吐温-20	500ml
BS100-1000ml	吐温-20	1000ml

产品简介:

吐温-20 是属于聚山梨醇酯家族的一种聚氧乙烯山梨糖醇酯，非离子型表面活性剂，易溶于水。琥珀色油状液体，具有特殊的臭气和微弱苦味。

别名：山梨醇酐单月桂酸酯聚氧乙烯（20）醚；聚氧乙烯（20）失水山梨醇单月桂酸酯；

乳化剂 T-20

英文名：Tween-20

含量：>99%

PH（1%水溶液）：5.0~7.0

储存条件：RT

外观（性状）：黄色油状液体

单位：瓶

有效期：2年

应用：Tween-20 是一种广泛用于生物化学应用中的非离子去垢剂，常用作乳化剂、分散剂、增溶剂、稳定剂等。Tween-20 也可用于预提取细胞膜以去除外周蛋白，已被用作基于膜的免疫分析的封阻剂。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。