

Pectinase

果胶酶

产品编号	产品名称	规格
BS937-1g	果胶酶	1 g

产品简介:

生化研究；植物细胞杂交和花药培养；促进果胶水解为蔗糖和半乳糖醛酸。

英文名称：Pectinase

有效期：2年

CAS：9032-75-1

别名：粘胶质酶；Macerozyme R-10；Polygalacturonase

溶解性：50 mg/ml（水）

外观：浅黄色粉末

储存条件：2-8 °C

单位：瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用，最适 pH:4.5-6.5，最适温度：40-55 °C。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。