

# L-Tryptophan

## L-色氨酸

产品编号	产品名称	规格
BS135-25g	L-色氨酸	25g

## 产品简介:

L-色氨酸是含有吲哚基的中性芳香族氨基酸,是人和动物必须氨基酸之一,对人和动物生长发育、新陈代谢起着重要作用。L-色氨酸无臭或微臭,稍有苦味,微溶于乙醇,不溶于氯仿、乙醚等;长时间光照则着色;与酸在暗处加热较稳定;与其他氨基酸、糖类、醛类共存时极易分解。

别名: L-氨基吲哚丙酸; L-色氨基酸; L-胰化蛋白氨基酸; L-2-氨基-3-吲哚基-丙酸

CAS: 73-22-3

分子式: C<sub>11</sub>H<sub>12</sub> N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

分子量: 204.23

纯度: ≥99%

溶解性: 50 mg/mL 0.5 M HCl

pH 值: 5.5-7.0

储存条件: RT

外观(性状):白色至淡黄色粉末

单位:瓶

有效期: 2年

#### 应用:

在营养和生化研究,用于制备组织培养基,此外,还可用于强化食品和作为饲料添加剂。

## 使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

### 注意:

- 1、本产品仅供科研使用,请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

