

L-Leucine

L-亮氨酸

产品编号	产品名称	规格
BS149-25g	L-亮氨酸	25g

产品简介:

L-亮氨酸是人体八种必需氨基酸之一，是一种非极性氨基酸。其与L-异亮氨酸和L-缬氨酸共称三大支链氨基酸。溶于水、乙酸、稀盐酸、碱溶液及碳酸盐溶液，微溶于醇、不溶于醚。

别名：L-白氨酸； α -氨基- γ -甲基戊酸； α -氨基异己酸；L-闪白氨基酸；氨基异己酸

CAS: 61-90-5

分子式: $C_6H_{13}NO_2$

分子量: 131.17

纯度: $\geq 98\%$

溶解性: 50 mg/ml 1M HCl

储存条件: RT

外观(性状): 白色粉末

单位: 瓶

有效期: 2年

应用:

用于生化研究和制备组织培养基、酵母 PMG 培养基组分并用于红外线吸收光谱仪器测定。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

