

## L-Cysteine

## L-半胱氨酸

产品编号	产品名称	规格
BS181-25g	L-半胱氨酸	25g
BS181-100g	L-半胱氨酸	100g
BS181-500g	L-半胱氨酸	500g
BS181-1kg	L-半胱氨酸	1kg

## 产品简介:

L-半胱氨酸是种生物体内常见的氨基酸。为含硫  $\alpha$  -非必需氨基酸之一,存在于许多蛋白质、谷胱甘肽中,与  $Ag^+$ , $Cu^+$ 等金属离子可形成不溶性的硫醇盐。溶于水、乙醇、乙酸和氨水。

别名: L-半胱氨酸碱; (R)-2-氨基-3-巯基丙酸

CAS: 52-90-4

分子量: 121.16

储存条件: RT

外观(性状):白色结晶粉末

单位: 瓶

有效期: 2年

应用: L-半胱氨酸是一种含硫氨基酸。它可以与还原糖进行美拉德反应,生成挥发性肉味化合物;还可作为制备 L-半胱氨酸官能化化金纳米粒中的半胱氨酸来源,用作比色法检测水溶液中的 Hg2+的探针。

使用方法: (根据实际需要参阅相关文献配制和使用)

## 注意:

1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。

2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。