

## Hematoxylin

### 苏木精

产品编号	产品名称	规格
BS915-5g	苏木精	5 g

#### 产品简介:

苏木素又称苏木精，是细胞核和染色质的染色剂。也是酸碱指示剂，pH5.0（黄）～pH6.0（紫），0.0（粉红）～1.0（绿）。定性检定铜（II）、铁（III）、钼酸盐、铋（III）和锡（IV）等。光度测定钒、铝、锡（IV）、氟、铌、钽。

别名：苏木素，苏木精，苏木色精，苏木精染色液

英文名称：Hematoxylin

级别：High Purity Grade

CAS：517-28-2

分子式： $C_{16}H_{14}O_6 \cdot xH_2O$

分子量：302.28（无水）

储存条件：RT

有效期：2年

单位：瓶

#### 溶解性:

易溶于酒精，微溶于水和甘油，易溶于热水和热乙醇，溶于碱、氨和硼砂的溶液。

#### 使用方法:

根据实验需求参阅相关文献进行使用。

#### 注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。