

Thrombin

凝血酶

产品编号	产品名称	规格
BS903-1000u	凝血酶	1000 u

产品简介:

催化纤维蛋白原变成纤维蛋白而促使血液凝固，用于止血。

别名：凝血酵素；Factor IIa

英文名称：Thrombin from bovine plasma

CAS：9002-04-4

外观（性状）：白色冻干粉末或块状物

酶活：50-200 NIH units/mg

单位：支

来源：牛血浆

储存条件：-20 °C

有效期：3年

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用

注意事项:

1) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。