

## PVPP

### 聚乙烯聚吡咯烷酮

产品编号	产品名称	规格
BS920-100g	聚乙烯聚吡咯烷酮	100 g

#### 产品简介:

用于从水提物中吸收酚类和鞣酸以提纯植物酶；用作色谱吸附剂以分离芳香酸类、醛类、酚类等。生化实验用试剂

英文名称: PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone)

溶解性: 不溶于水

CAS: 25249-54-1

分子式:  $(C_6H_9NO)_n$

分子量: 111.14

别名: Poly(vinylpyrrolidone); Polyvinylpyrrolidone,cross-linked; PVPP

纯度:  $\geq 98\%$

储存条件: RT

有效期: 2年

外观(性状): 白色或近白色粉末

单位: 瓶

#### 使用方法:

请根据具体实验配制使用。

#### 注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。