

Iodoacetamide

碘代乙酰胺

产品编号	产品名称	规格
BS918-5g	碘代乙酰胺	5 g

产品简介:

生物培养；生化研究。

英文名称: Iodoacetamide

CAS: 144-48-9

分子式: C_2H_4NOI

分子量: 184.96

别名: 碘乙酰胺; 2-碘乙酰胺; 2-Iodoacetamide; Monoiodoacetamide

纯度: Purity(%) ≥ 99.0

储存条件: 2-8℃

有效期: 3年

比旋光度 (2%, 水.): +79-+81°

熔点: 168-170 °C

溶解性: 溶于水, 参考浓度 100mg/ml

外观 (性状): 白色结晶或粉末

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。