

Eosin Y

伊红 Y(曙红 Y)

产品编号	产品名称	规格
BS936-10g	伊红 Y(曙红 Y)	10 g

产品简介:

水溶性伊红 Y 是一种化学合成的酸性染料，在水中离解成带负电荷的阴离子，与蛋白质的氨基正电荷的阳离子结合使胞浆染色，细胞浆、红细胞、肌肉、结缔组织、嗜伊红颗粒等被染成不同程度的红色或粉红色，与蓝色的细胞核形成鲜明对比。伊红是细胞浆的良好染料。一般与苏木素或者美兰等其他染料配套使用。

英文名称: Eosin Y

有效期: 3 年

CAS: 17372-87-1

分子式: $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$

分子量: 691.86

别名: 水溶伊红; 四溴荧光素钠; 四溴荧光黄; 朝红; 黄光曙红; 曙红水溶性; 曙红钠盐

溶解性: 2.5mg/mL (水)

纯度: 90%

外观: 暗红色结晶性粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。