

## L-Arginine HCL

### L-精氨酸盐酸盐

产品编号	产品名称	规格
BS942-25g	L-精氨酸盐酸盐	25 g
BS942-100g	L-精氨酸盐酸盐	100g
BS942-500g	L-精氨酸盐酸盐	500g

#### 产品简介:

L-精氨酸盐酸盐的有效成份为 L-精氨酸，白色晶体或结晶粉末，有特殊的酸味，易溶于水及甲酸，微溶于乙醇，不溶于乙醚。该品为氨基酸类药物，仅用于科研实验。

别名：盐酸 L-精氨酸；胍基戊氨酸；左旋精氨酸单盐酸盐

CAS: 1119-34-2

分子式:  $C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCL$

分子量: 210.66

溶解性: 1g/mL in water

纯度:  $\geq 98\%$

外观: 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

效期: 2 年

#### 应用范围:

用作一氧化氮合成酶底物，能转换为瓜氨酸和 NO，用作医药原料及食品添加剂。

#### 使用方法:

请根据具体实验需求配制使用。

#### 注意事项:

1. 本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。