

Fibrinogen (bovine plasma)**纤维蛋白原(牛血浆)**

产品编号	产品名称	规格
BS943-100mg	纤维蛋白原(牛血浆)	100mg
BS943-1g	纤维蛋白原(牛血浆)	1g

产品简介:

纤维蛋白原（牛血浆）又称为凝血因子，自牛血浆处理而得，是一种肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质，是纤维蛋白的前体。

别名：血浆凝固因子 I、纤维蛋白原

来源：牛血浆

CAS: 9001-32-5

可凝固蛋白含量：≥85%

储存条件：-20 °C

外观（性状）：白色或类白色冻干粉末或块状物

单位：瓶

有效期：2 年

溶解性：生理盐水溶解，参考浓度 10mg/ml，如有白色絮状 请于 37℃放置约 30min。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。