

Mineral oil

矿物油 (石蜡油)

产品编号	产品名称	规格
BS927-100mL	矿物油 (石蜡油)	100mL
BS927-500mL	矿物油 (石蜡油)	500mL

产品简介:

石蜡油是一种矿物油,是从原油分馏中所得到的无色无味的混合物。溶于苯、乙醚和 氯仿、二硫化碳、石油醚、油类,不溶于水和乙醇。能溶解樟脑、薄荷脑、麝香草脑及其 他类似物。

别名: 白油,石蜡油,白色油,液体石蜡,白矿油,白色矿物油,矿脂,凡士林油;

CAS: 8042-47-5

密度: 0.84g/mL(25℃)

储存条件: RT

外观(性状): 无色液体

单位:瓶

有效期:5年

应用:

矿物性油脂;广泛用作发油、发蜡、发乳、冷霜、清洁霜、乳液等化妆品的基质原料;还可用于 PCR 或其它酶反应等液面的封闭。

使用方法:

具体请根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

1.本产品仅供科研使用,请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。

2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。