

6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)

激动素 KT

产品编号	产品名称	规格
BS947-1g	激动素 KT	1 g

产品简介:

一种细胞分裂素类植物生长调节剂，主要用于植物激素，细胞分裂素。易溶于稀酸稀碱，难溶于水、醇、醚和丙酮。

英文名称：6-Furfuryl Aminopurine(Kinetin)

有效期：5年

CAS：525-79-1

分子式：C₁₀H₉N₅O

分子量：215.21

别名：6-糠氨基嘌呤；N6-呋喃甲基腺嘌呤；凯尼丁；糠基腺嘌呤

溶解性：100mg/ml 1M NaOH

纯度：≥98% (TLC、HPLC)

外观：白色粉末

储存条件：RT

单位：瓶

使用方法:

请根据具体实验配制使用。

注意事项:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。