

Tris-EDTA buffered Solution (Phenol free)

TES 缓冲液 (10×, pH7.5)

产品编号	产品名称	规格
BL167A	TES缓冲液 (10×, pH7.5)	500ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为 121.14, 在 25°C 下 pKa 为 8.1, Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。

产品组成为 100mM Tris-HCl 缓冲液(pH7.5)、10mM EDTA(pH7.5)以及微量的 SDS, 属于 pH 缓冲液, 稀释至 1×后使用。

使用方法 (仅供参考):

按实验具体要求操作, 稀释至 1×后使用。

注意事项:

- 1、该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存, 一年有效。

