

Glycolic acid

羟基乙酸

产品编号	产品名称	规格
BS235-100g	羟基乙酸	100g

产品简介:

羟基乙酸是常用的分析试剂。加热至 100°C 时受热分解为甲醛、一氧化碳和水，甲醛会进一步形成多聚甲醛或者甲酸。略吸湿，能溶于水、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸和醚。低毒，对皮肤和粘膜略有刺激性，有腐蚀性。常用于 pH 的控制，有机合成，薄荷脑和奎宁酯类的制备等。

别名：羟乙酸；乙醇酸；甘醇酸；Hydroxyacetic acid;

英文名称：Glycolic acid

CAS: 79-14-1

分子式：C₂H₄O₃

分子量：76.05


外观（性状）：白色粉末或晶体、块状

储存条件：RT

纯度：98%

溶解性：溶于水（100mg/ml）

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存 4 年。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

