

D-Glucuronic acid

D-葡萄糖醛酸

产品编号	产品名称	规格
BS227-5g	D-葡萄糖醛酸	5g

产品简介:

科研用生化试剂。有酸味。对湿敏感。能还原斐林氏溶液。其水溶液不稳定，易形成内酯。溶于水和乙醇。

别名：尿酞酸；D-葡萄糖醛酸；葡糖苷酸；

英文名称：D-Glucuronic acid

CAS: 6556-12-3

分子式：C₆H₁₀O₇

分子量：194.14


外观（性状）：白色到类白色粉末

储存条件：4℃

纯度：98%

溶解性：溶于水和乙醇

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

4℃保存 2 年。

