

Bacteriological Peptone

细菌学蛋白胨

产品编号	产品名称	规格
BS239-250g	细菌学蛋白胨	250g

产品简介:

本产品以新鲜牛骨中的蛋白质作为原料，经蛋白酶酶解、提纯加工而成。作为微生物培养有机营养源，适用于：实验室微生物培养，抗生素、维生素、氨基酸、有机酸、酶制剂、生化制品等广泛领域。

纯度：总氮 $\geq 14.5\%$ ，氨基氮 $\geq 2.5\%$

溶解性：2% in Water

pH（2%溶液）：5.0-7.5

储存条件：RT

外观（性状）：土黄色至棕黄色粉末

单位：瓶

有效期：2 年

应用:

适用于：实验室微生物培养，抗生素、维生素、氨基酸、有机酸、酶制剂、生化制品等广泛领域。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

